

MIESZADŁO MAGNETYCZNE TYP MS200

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Mieszadło typu MS200 jest urządzeniem sterowanym mikrokontrolerem, przeznaczonym do mieszania cieczy o temperaturze otoczenia oraz stosunkowo dużej objętości. Posiada cyfrową regulację szybkości mieszania oraz możliwość zaprogramowania czasu mieszania. Duży wyświetlacz i prostota obsługi ułatwiają stosowanie mieszadła. Wyjątkowo silny magnes umożliwia także mieszanie płynów o zwiększonej lepkości. W skład wyposażenia standardowego wchodzi mieszadełko magnetyczne w powłoce z PTFE, zapasowy bezpiecznik oraz instrukcja obsługi. Mieszadło MS200 posiada deklarację zgodności CE oraz gwarancję w okresie 12 miesięcy.



Dane techniczne

Prędkość obrotowa	0...1250 obrotów/min.
Zakres programatora czasu mieszania	0...999 minut
Maksymalna objętość mieszanej cieczy	2000 ml
Wymiary płyty górnej	135 x 135 mm
Materiał płyty górnej	stal nierdzewna
Wymiary zewnętrzne	230 (D) x 180 (S) x 120 (W) mm
Wymiary mieszadełka magnetycznego	35 x 8,5 x 7,5 mm
Waga	2,2 kg
Zakres temperatur stosowania	temperatura pokojowa do 60°C
Maksymalna wilgotność względna	80%
Wymagane zasilanie	220V/50Hz

Importer

ELMETRON Sp.j., 41-814 Zabrze, ul. W. Witosa 10

Sprzedawca

HYDROMET S.C.
Justyna Krakowczyk i Adam Krakowczyk
44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12
tel./fax +48 32 234 55 37
www.hydromet.com.pl e-mail: hydromet@hydromet.com.pl